

# RESPIMAT® INHALER İÇİN KULLANMA TALİMATLARI

TURKISH

## GÜNLÜK KULLANIM

Bu inhaleri sadece **günde bir kez** kullanmalısınız.  
İnhaleleri her kullandığınızda **iki kez püskürtme** yapınız.



### 1. ÇEVİRME

- Kapağı kapalı tutun
- Klik sesi duyana kadar şeffaf taban kısmını etikette oklarla gösterilen yönde **ÇEVİRİN** (yarım dönüş)



### 2. AÇMA

- Kapağı tamamen **AÇIN**



### 3. BASMA

- Yavaşça ve tamamen nefes verin ve ardından ağızlığı dudaklarınızın arasına alın
- Ağızınızdan yavaşça ve derin bir nefes alırken doz verme düğmesine **BASIN**. Yavaşça nefes almaya devam edin
- Toplamda iki kez püskürtme yapacak şekilde tekrar **ÇEVİRİN, AÇIN ve BASIN**

## KARTUŞU VEYA İNHALERİ DEĞİŞTİRMEK GEREKTİĞİNDE

Doz göstergesi kartuşta kaç püskürtme kaldığını gösterir.



60 püskürtme kaldı.



10 püskürtmeden az kaldı. Yeni bir kartuş alın.



Kartuş boş. Şeffaf tabanı çıkartmak için döndürün. Kartuşu inhalerden çıkarın. Yeni bir kartuş yerleştirin.

Bir inhalerde altı kartuş kullandıktan sonra yeni bir Respimat inhaler paketi almanız gerekir.

## İLK AYARLAMA



1

### Şeffaf tabanı çıkartın

- Kapağı kapalı tutun
- Bir elinizle şeffaf taban kısmını çıkarırken diğer elinizle emniyet kilidine basın



2

### Kartuşu yerleştirme

- Kartuşu inhaler içerisine yerleştirin
- İnhaleri sert bir zemine koyun ve yerine oturuncaya kadar bastırın



3

### Kartuş sayısının not edilmesi

- Kartuş sayısını takip etmek için inhaler etiketindeki işaret kutusuna bir işaret koyun
- Klık sesi duyana kadar şeffaf tabanı yerine doğru bastırın



4

### ÇEVİRME

- Kapağı kapalı tutun
- Klık sesi duyana kadar şeffaf taban kısmını etikette oklarla gösterilen yönde çevirin (yarım dönüş)



5

### AÇMA

- Kapağı tamamen açın



6

### BASMA

- İnhaleri zemine doğrultun
- Doz verme düğmesine basın
- Kapağı kapatın
- Gözle görülür bir püskürtme olana kadar 4-6 arasındaki adımları tekrarlayın
- Ardından 4 ile 6 arasındaki adımları üç kez daha tekrarlayın
- İnhaler artık kullanıma hazırdır ve 60 püskürtmeye yetecek bir miktar içerir (30 doz)