

SÅ ANVÄNDER DU INHALATORN

Innan inhalatorn används för första gången (eller om du inte använt den på 14 dagar eller mer) ska en sprayning ske i luften för att försäkra att inhalatorn fungerar korrekt. Du bör alltid stå eller sitta upprätt vid inhalering.



Avlägsna skyddshylsan från munstycket och kontrollera att munstycket är rent och fritt från damm och smuts och andra främmande ämnen.



Andas ut så långsamt och djupt som möjligt.



Håll inhalatorn lodrätt med metallbehållaren uppåt och slut läpparna kring munstycket. Bit inte i munstycket.

Andas in långsamt och djupt genom munnen. Efter att inandning påbörjats, pressa ner metallbehållaren för att spraya en dos.



Håll andan så länge som möjligt och avlägsna slutligen inhalatorn från munnen och andas ut långsamt. Andas inte ut genom inhalatorn. Sätt på skyddshylsan efter användning.



Om ytterligare en dos behövs; håll kvar inhalatorn upprätt i ungefär en halv minut och upprepa sedan steg 2–4.

Viktigt: Utför inte steg 2–4 för snabbt.

Om det kommer spraydimma från toppen av inhalatorn eller via munpiporna, ska du börja om från steg 2.

Om du har svaga händer kan det vara lättare att hålla inhalatorn med båda händer. Båda pekfingerarna ska då placeras på toppen av inhalatorn och båda tummarna under inhalatorn.

Du bör skölja ur munnen, gurgla dig med vatten eller borsta tänderna efter varje användning av inhalatorn för att minska risken för svampinfektion i munnen och halsen.

Om du upplever att effekten av Innovair är för stark eller för svag: vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Om du tycker det är svårt att hantera inhalatorn samtidigt som du andas in kan du använda andningsbehållare. Fråga läkare, apotekspersonal eller sköterska om detta hjälpmedel.

Se instruktionsfilm hur du använder din Innovair inhalator på www.medicininstruktioner.se

För mer information: www.fass.se



Chiesi Pharma AB • Tel 08-753 35 20
www.chiesipharma.se