

Viktigt att läsa

Testa alltid ny ampull

Testa alltid att ampullen fungerar innan du tar den första injektionen med en ny ampull! Gör så här:

- **Sätt i en ny nål på ampullhållaren**
- **Ta bort det yttre och inre nålskyddet**
- **Vrid fram en ny dos**
- **Rikta injektionsspennan mot handfatet eller liknande!**
- **Tryck på injektionsknappen och injicera**
- **Ampullen fungerar om det kommer ut vätska från nålen**

Du kan använda samma nål till din första subkutana injektion om du gör det direkt efter testen.

Det finns fortfarande 28 doser kvar innan du ska byta ampull.

Tekniken ovan testar ampullen med samma säkerhet som "dropptest" som beskrivs i bipacksedeln.

Den här tekniken är enklare för dig som har ett sämre närseende.
